

Pflegeanleitung für lackierte Möbeloberflächen

Bei normaler Beanspruchung reicht es völlig aus, wenn die Oberflächen ein- bis zweimal im Jahr mit einem feuchten Lederlappen vom Schmutz gereinigt werden.

Die regelmässige Reinigung sollte mit einem weichen, fusselfreien Staubtuch (Microfaser) erfolgen.

Zum Anfeuchten nimmt man Wasser, dem eine geringe Menge eines handelsüblichen fettlösenden Geschirrspülmittels zugesetzt wird und einen "Schuss" Essig oder entsprechende Essigreiniger.

Anschliessend wird die noch feuchte Fläche mit einem weichen, sauberen Tuch oder Lederlappen in Holzfaserrichtung (falls vorhanden) trockengewischt.

Vermeiden Sie bitte zu starkes Reiben, weil sonst Glanzunterschiede in mattierten Oberflächen auftreten können.

Keinesfalls dürfen jedoch scheuernde Reinigungsmittel, sowie WC- oder Sanitärreiniger, sowie Desinfektionsmittel verwendet werden.

Nach einer derart erfolgten Reinigung der Möbeloberfläche kann mit einer handelsüblichen Möbelpolitur die Lackoberfläche gepflegt werden. Bitte beachten Sie hierbei die jeweils geltenden Anwendungsvorschriften und prüfen Sie gegebenenfalls die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle des Möbels.